



Controle de Temperatura no Transporte

Data
01/03/2023

Código
IT 06

Página
1/4

Revisão
00

1. **OBJETIVO:** Garantir que a recomendação preconizada pelo fabricante como temperatura ideal ao produto transportado seja atendida pela empresa.
2. **ENVOLVIDOS NO CUMPRIMENTO DESTA:** Funcionários treinados para coletar as informações e Farmacêutico Responsável.
3. **EQUIPAMENTOS / MATERIAIS NECESSÁRIOS:** sistema de controle e monitoramento de temperatura e umidade
4. **PROCEDIMENTO:** Este documento detalha todas as exigências e a sequência de procedimentos em relação ao controle de temperatura durante o transporte da carga que necessite do monitoramento e controle de temperatura.
 - 4.1 O veículo da cadeia do frio conta com sistema de monitoramento de temperatura que permite o registro da temperatura em todo o trajeto da operação de transporte.
 - 4.2 Os sensores que monitoram a temperatura do veículo destinado a cadeia do frio são calibrados no intervalo de 02 anos.
 - 4.3 Antes do carregamento da carga da cadeia do frio, o veículo deverá ser climatizado para estabilizar na temperatura requerida para a operação em andamento.
 - 4.4 O sistema deverá ser parametrizado com set point de alerta, com 1°C do range determinado, tanto para máximo como para mínimo.
 - 4.5 A temperatura de transporte deverá ser ajustada de acordo com a descrição de informações contidas nos documentos do produto ou solicitadas pelo cliente. Não é permitido em hipótese alguma o transporte de cargas com exigência de ranges distintos numa mesma operação.



Controle de Temperatura no Transporte

Data
01/03/2023

Código
IT 06

Página
2/4

Revisão
00

4.6 Durante o transporte, havendo qualquer variação crítica relacionada a temperatura do baú pelo display de monitoramento, o motorista imediatamente tomará as providências para ajustar o range de temperatura apropriado a operação.

4.7 O sistema de monitoramento emite um relatório de controle que será arquivado para consultas ou solicitação do cliente quando o cliente exigir este procedimento. Estas informações serão analisadas pelo Farmacêutico responsável quando solicitado.

5 ANEXOS: Relatório de temperatura eletrônico.

5. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Data	Revisão	Natureza da Alteração
01/03/2023	00	Elaboração inicial